




Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi Bedienungsanleitung Instruction manual



Alecto[®]

BC-60BT

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op:

<http://DOC.hesdo.com/BC-60BT-DOC.pdf>

Frequentie: 2402 - 2480 MHz

Maximum Vermogen: < 3,5 dBm

DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrits dans les directives 2014/53/EU.

La déclaration de conformité est disponible sur:

<http://DOC.hesdo.com/BC-60BT-DOC.pdf>

Fréquence : 2402 - 2480 MHz

Puissance maximale : < 3,5 dBm

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Das Gerät erfüllt die wichtigsten Normen und Anforderungen, die in der europäischen Richtlinie 2014/53/EU festgelegt sind.

Die Übereinstimmungserklärung ist verfügbar auf:

<http://DOC.hesdo.com/BC-60BT-DOC.pdf>

Frequenz: 2402 - 2480 MHz

Maximale Leistung: < 3,5 dBm

DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment complies with the essential requirements and provisions as described in the European Directive 2014/53/EU.


The declaration of conformity is available at:

<http://DOC.hesdo.com/BC-60BT-DOC.pdf>




Frequency: 2402 - 2480 MHz

Maximum Power: < 3,5 dBm

OVERZICHT



1. Batterij compartiment
2. Hoofd-plateau
3. Voet-plateau
4. Selectie toets baby
5. Hold / unit toets
6. Display
7. Aan/uit en 0 instel toets
8. Weegplateau
9. Baby geheugen indicatie
10. Baby nummer
11. Weergave gemeten gewicht
12. Weergave meeteenheid in Kg
13. Verloop gewicht sinds vorige meting
14. Weergave gemeten lengte
15. Bedrijfsklaar icoon
16. Meetlint om hoofdomtrek te meten



INTRODUCTIE

Met de Alecto BC-60BT baby weegschaal kunt u snel en eenvoudig het gewicht en lengte van uw baby bepalen. Op deze wijze kunt u niet alleen de groei van uw baby in de gaten houden maar kunt u ook nagaan hoeveel voeding de baby opgenomen heeft door de baby vóór en ná de voeding te wegen. Met de gratis app. kunnen de metingen worden opgeslagen op een Android of iOS apparaat. Ook de omtrek van het hoofdje kan worden gemeten in worden ingegeven. Hierbij kan de groeicurve worden bijgehouden en worden vergeleken met WHO(World Health Organization) groeicurve van de geboorte tot 2 jaar.

VEILIG GEBRUIKEN


- Verlies uw baby niet uit het oog tijdens het wegen.
- De babyweegschaal is geen speelgoed. Laat de baby nooit alleen met de weegschaal maar berg de weegschaal op als u deze niet meer nodig heeft.
- De babyweegschaal is een precisie-instrument. Laat de weegschaal nooit vallen en voorkom dat deze nat wordt.

INSTALLATIE

Voeding:

De BC-60BT wordt door batterijen gevoed:

1. Leg een handdoek (tegen beschadiging) op een tafel en leg daarop de weegschaal met de onderzijde naar boven.
2. Open het batterijcompartiment en plaats 4 batterijen, 1.5V, formaat AAA, Micro of LR03 zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven. Let hierbij op de polariteit (+ en -).
3. Sluit het batterijcompartiment en draai de weegschaal om zodat deze normaal komt te staan.



De weegschaal is nu gebruiksklaar.


Plaats altijd volle batterijen van hetzelfde merk en type. Gebruik bij voorkeur alkaline batterijen. Oplaadbare batterijen zijn door hun lagere spanning niet toepasbaar.

Plaatsing:

- Plaats de weegschaal voorzichtig op een stevige, stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Voor een betrouwbare meting moet de weegschaal horizontaal staan.
- Zorg dat alle 4 de voeten van de weegschaal contact maken met het oppervlak waar de weegschaal op staat. (de weegschaal mag dus niet wiebelen)
- Om vallen te voorkomen, de weegschaal niet te dicht langs de rand van de tafel of commode plaatsen.


GEBRUIKEN

De weegschaal dient te worden voorbereid om de lengte van uw baby te kunnen meten. Verwijder het rubber opvulstuk aan het begin van het weegplateau.



Neem het hoofdplateau uit het front van de weegschaal en plaats deze in het gat dat is ontstaan bij het verwijderen van het rubber opvulstuk.

Kantel het voetplateau omhoog en schuif deze naar rechts, zodat uw baby ruimte genoeg heeft om op het weegplateau te worden gelegd.



Bedienen:

Om ongewenste in- of uitschakeling te voorkomen, dient u de toetsen stevig in te drukken. U voelt een klik zodra de toets goed is ingedrukt.

Inschakelen:

1. Druk ruim een seconde op toets "0/ZERO". Alle cijfers van het weeg display lichten nu op.
2. Zodra de cijfers 0.000 kg oplichten, is de weegschaal gebruiksklaar.

Wegen:


1. Schakel de weegschaal in zoals hierboven beschreven is.
2. Schuif de lengte meter op ruimere lengte dan de lengte van uw baby.
3. Leg de baby in het midden op de weegschaal.
4. Zodra de weegschaal het gewicht bepaald heeft, staat de weergave van het gewicht stil.
5. Druk op toets "HOLD/UNIT" om het gewicht vast te zetten, het display knippert twee keer.

0 instelling:

Als u, nadat u de weegschaal heeft ingeschakeld, een handdoek of kleding op de weegschaal legt, dan geeft de weegschaal hiervan het gewicht aan. Druk nu kort op toets 0-set om de uitlezing opnieuw op 0.000 kg in te stellen.

Meten lengte:

1. Schakel de weegschaal in zoals hierboven beschreven is.
2. Schuif de lengte meter op ruimere lengte dan de lengte van uw baby.
3. Leg de baby in het midden op de weegschaal met het hoofd tegen het hoofdplateau.
4. Schuif het voetplateau tegen de voeten. Zorg dat de baby zo recht mogelijk ligt.
5. De lengte van de baby verschijnt op het display in cm.



Uitschakelen:

Ongeveer 60 seconden nadat de weegschaal geen gewichtsverandering heeft geconstateerd, schakelt de weegschaal zichzelf automatisch uit. U kunt ook ruim een seconde toets “ZERO” indrukken om de weegschaal voortijdig uit te schakelen.

Bediening met app:

Download de BabyGrowing app via App Store (iOS) of de BabyGrowing app via Google Play (Android) en installeer deze op uw smartphone of tablet.

De app werkt op iOS en Android. Gelijktijdig kan er maar **1** apparaat met de weegschaal worden verbonden. Na het starten van de app vraagt deze om contact te maken met de weegschaal via *bluetooth*®. U dient toestemming te geven.

Baby



Eerste keer openen van de app.

	Name
	Gender
	Date of birth
	Theme
	User Number

	Joris
	Gender
	Date of birth
	Theme

X

Day

Month

Year

✓

	Baby Girl
	Baby Boy

	Joris
	Baby Boy
	Date of birth
	Theme

X

Day

Month

Year

✓

26	09	2014
27	10	2015
28	11	2016
29	12	1997
30	01	1998

Vul de gegevens van de eerste baby in.


Name: Vul hier de naam in.

Gender: Vul hier het geslacht in “Baby Girl” is meisje, “Baby Boy” is jongen. Bevestig de keuze door op het vinkje te drukken in de grijze balk of op Confirm.

Date of birth: Vul hier de geboortedatum in. Bevestig de keuze door op het vinkje te drukken in de grijze balk.

Theme: Geef hier de kleur van de app aan bij het kiezen van deze baby. Keuze uit paars, groen en oranje.

User Number: Nummer gebruiker. Deze komt overeen met de weergave **CODE** in het display.



Na het instellen van de eerste baby in de app zal elke volgende keer dat de app wordt opgestart het hiernaast afgebeelde opstartscherm verschijnen.


Wegen met de app.:

Als de gegevens van de baby zijn ingegeven druk op “**Measurements**”, bij ingaven van meerdere baby's druk op “**User**” en selecteer het gewenste kind.

Het meetscherm verschijnt. Zorg dat de *blue-tooth®* functie van uw smartphone of tablet is geactiveerd. Schakel de weegschaal in. Leg uw baby op de weegschaal als beschreven bij **-Wegen-**.

Het gewicht van uw baby zal worden weergegeven in de gewicht curve op het meet-scherm. Volg de procedure **-Lengte meten-** om de lengte op te meten.

Bij “**Height**” in het scherm verschijnt de lengte. Maak gebruik van het meegeleverde meetlint om het hoofdomtrek te meten. Geef de waarde bij “**Head size**” in door het verschuiven van het driehoekje. Als alle gegevens bekend zijn en ingegeven druk dan op “**Save**” om de gegevens te bewaren. (Als de baby niet helemaal stil ligt kan de melding komen dat het gewicht niet stabiel is en niet kan worden gesaved. Druk dan op de weegschaal op toets “**HOLD UNIT**” om het gewicht vast te zetten en druk dan op “**Save**” van de app.) Druk op de weegschaal op toets “**HOLD UNIT**” om het gewicht vast te zetten, het display knipperd twee keer. De laatste waarde is nu vastgelegd in de weegschaal. Na het knipperen laat de weegschaal het verloop sinds vorige meting zien. Met een pijltje ziet u eenvoudig of het gewicht hoger of lager is geworden. Bij meerdere metingen per dag zal de laatste meting worden opgeslagen in het geheugen.



Metingen versturen:

Druk op de toets  om de meetgegevens te delen via social media.

Metingen in groeicurve te controleren:

Druk op de toets  vanuit het meetscherm of “**Growth Curves**” vanuit start scherm.

De volgende curves kunnen worden bekeken:

Weight/Age - Gewicht in Kg / Leeftijd.


Height/Age - Lengte in cm / Leeftijd.

Head size/Age - Hoofdomtrek in cm / Leeftijd.

Weight/Height - Gewicht in Kg / Lengte in cm.

Schuif het beeld omhoog om de andere curves te zien.

Druk op de afbeelding van het curve overzicht om de curve te vergroten.



Druk rechtsboven op “**All data**” om gegevens te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Dagboek bijhouden:

Via de app. kan een dagboek worden bijgehouden. Zorg dat het gewenste kind is geselecteerd.

Ga via de toets **"Diary"** (dagboek) naar het dagboek van het gewenste kind.

Toets op write en entry om een verhaal te typen.

Via de toets **"Date"** kan de gewenste datum worden gekozen. Kalender verschijnt, instellen en bevestigen met vinkje.

Bij **"Note"** wordt het verhaaltje getypt.

Via + kan er een foto worden gemaakt of gekozen uit het bestand om er bij te bewaren.

Dagboek nalezen:

Zorg dat het gewenste kind is geselecteerd.

Ga via de toets **"Diary"** (dagboek) naar het dagboek van het gewenste kind. Kies de maand die u wilt nazien.

Kies daarna de datum die u wilt nazien of wilt aanpassen. Toets op **"Done"** na een aanpassing om deze op te slaan.

Geheugen weegschaal:

Het laatst gemeten gewicht wordt per kind in het geheugen opgeslagen. Kies met de selectietoets baby **"CODE 1...8"** het gewenste kind. Als **"CODE"** verdwijnt staat de weegschaal in algemene modus (geen geheugen). Weeg het kind en druk op **"HOLD UNIT"**. Hierna knippert de waarde enkele malen. Daarna laat de weegschaal knipperend het huidige gewicht en het voorgaande gewicht zien. Hierbij verschijnt ook het verloop icoon pijltje. Gewicht is omhoog, hetzelfde of omlaag gegaan.

Aanpassen van de startfoto:

Bij het opstarten van de app. verschijnt een overzichtsmenu. Boven dit menu staat een afbeelding van een

baby. Deze afbeelding is te wijzigen in een foto van uw baby, kind of andere foto. Druk op toets  die in de foto staat. Selecteer uit fotograferen of kies een foto uit het bestand van de smartphone of tablet. De standaard babyfoto is nu gewijzigd.

ALGEMENE GEBRUIKSTIPS EN WAARSCHUWINGEN

App.

- De beschrijving van de app is algemeen en kan enigszins anders zijn bij de iOS of Android versie.

Reinigen:

- Schakel de weegschaal uit alvorens u deze gaat reinigen.
- Reinig de weegschaal met een licht-vochtige doek. Geen schuurmiddel of chemische reinigingsmiddelen gebruiken. Wel mag u de weegschaal met baby-vriendelijke desinfecterende middelen of zeep extra reinigen.
- Dompel de weegschaal NOOIT onder water.

Overbelasting:

- Het maximaal weegvermogen van de weegschaal bedraagt 25Kg.
- Zodra deze 25 Kg wordt overschreden, verschijnt **[Err]** in het display.
- Om beschadiging aan het weegmechanisme te voorkomen, mag u geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 30Kg op de weegschaal plaatsen.

Batterij voeding:

- Zodra [Lo] oplicht in het display dient u de batterijen te vervangen.
- Als de weegschaal gedurende een langere periode (bijvoorbeeld enkele maanden) niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen. Dit om schade door lekkende batterijen te voorkomen.

Milieu:

- Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
- Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).



Bewaren / opslaan:

Indien de weegschaal voor een langere periode moet worden opgeborgen:

- Verwijder de batterijen om schade door leeglopende batterijen te voorkomen.
- Bewaar de weegschaal horizontaal, dus NIET op zijn zijkant.
- Plaats GEEN zware voorwerpen op de weegschaal.
- Bewaar de weegschaal op een droge plaats en bij een temperatuur die ligt tussen 10°C en 60°C.

Service:

- De weegschaal is vanaf de fabriek gekalibreerd. Er bevinden zich geen afregel-organen of reserveonderdelen aan de binnenzijde van de weegschaal.
- Vervang bij een vermeende storing eerst de batterijen. Is de storing dan nog niet verholpen, raadpleeg dan de Alecto site: www.alecto.nl.

Reset:

De weegschaal kan worden gerest naar de fabrieksinstelling. Alle gegevens in de weegschaal zullen worden verwijderd. Ook de ingestelde baby's. Zorg dat de weegschaal uit staat.

- Toets op "⚖" en ingedrukt houden, daarna op "ZERO" en ingedrukt houden. De weegschaal gaat aan.
- Nu toets "⚖" los laten en meteen toets "HOLD UNIT" indrukken. Toets "ZERO" ingedrukt houden.
- Het display geeft Clr. De weegschaal is nu gereset.

SPECIFICATIONS

Power: 4 x 1,5Volt, format AAA, Micro of LR03

Maxim capacity: 25 Kg / division 5 gram


Height measurement range: 46 ~80 cm / division 1mm

Memory: 8 users supported




Support Android and iOS app.

The BC-60BT is only suitable for personal purposes.

VUE D'ENSEMBLE



1. Compartiment des piles
2. Soutien principal
3. Support pour les pieds
4. Bouton sélection bébé
5. Bouton Maintien/unité
6. Affichage
7. Bouton Marche et réinitialisation à 0
8. Pèse-bébé
9. Indicateur mémoire de bébé
10. Nombre de bébés
11. Affichage du poids mesuré
12. Affichage unité de mesure en Kg
13. Progression du poids depuis mesure précédente
14. Affichage de taille (hauteur) mesurée
15. Icône "Prêt"
16. Mètre ruban pour mesurer la circonférence de la tête



INTRODUCTION

Le pèse-bébé Alecto BC-60BT vous permet de, rapidement et facilement, déterminer le poids et la taille de votre bébé. De cette façon, vous ne pouvez pas seulement garder une trace de la vitesse à laquelle votre bébé grandit, mais vous pouvez également déterminer le poids de nourriture consommée par votre bébé en le pesant avant et après la tétée. Vous pouvez utiliser l'Appli gratuite pour sauvegarder toutes les mesures sur un appareil Android ou iOS. Vous pouvez également entrer la mesure de circonférence de la tête. Vous pouvez alors conserver un suivi de sa courbe de croissance et comparer celle-ci à la courbe de croissance WHO (organisation mondiale de la santé) depuis la naissance jusqu'à 2 ans.

UTILISATION SÛRE


- Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance durant les mesures.
- Le pèse-bébé n'est pas un jouet. Ne laissez jamais votre bébé seul sur le pèse-bébé; rangez-le quand vous n'en avez plus besoin.
- Le pèse-bébé est un instrument de précision. Ne laissez jamais tomber le pèse-bébé et évitez de le mouiller.

INSTALLATION

Alimentation :

Le BC-60BT est alimenté par piles :

1. Mettez une serviette (pour éviter tout dommage) sur une table et puis mettez le pèse-bébé à l'envers sur la serviette.
2. Ouvrez le compartiment à piles et insérez 4 piles 1,5V, de taille AAA, Micro ou LR03, en respectant les marques à l'intérieur du compartiment à piles. Veuillez respecter la bonne polarité (+ et -).
3. Fermez le compartiment à piles et retournez le pèse-bébé pour le mettre dans la bonne position.



Le pèse-bébé est à présent prêt à l'usage.

Installez toujours des piles chargées des mêmes marques et types, de préférence des piles alcalines. Les piles rechargeables fournissent une tension plus basse et par conséquent ne doivent pas être utilisées.


Positionnement :

- Placez délicatement le pèse-bébé sur une surface solide, stable, plate et sèche.
- Pour une mesure fiable, le pèse-bébé doit être posé horizontalement.
- Assurez-vous que tous les 4 pieds du pèse-bébé sont en contact avec la surface sur laquelle vous placez le pèse-bébé (le pèse-bébé ne doit pas être bancal).
- Pour l'empêcher de tomber, ne placez jamais le pèse-bébé trop près des bords d'une table ou d'un meuble.

UTILISATION


Le pèse-bébé doit être préparé pour pouvoir mesurer la taille (hauteur) de votre bébé.

Retirez la cale d'espacement en caoutchouc au début de la plateforme de pesage.



Sortez le support de tête de l'avant du pèse-bébé et insérez-le dans l'ouverture que vous avez fait plus tôt en retirant la cale d'espacement en caoutchouc.

Rabattez le support des pieds et faites-le glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il y ait assez d'espace pour que le bébé puisse être couché sur la plateforme de pesage.



Fonctionnement :

Pour empêcher l'activation ou désactivation involontaire de toute fonction, vous devez appuyez fermement sur les boutons. Vous ressentirez un clic dès que le bouton est enfoncé correctement.

Pour mettre en marche :

1. Appuyez et restez appuyé sur le bouton  pendant au moins une seconde; tous les chiffres de l'affichage du pèse-bébé seront alors éclairés.
2. Le pèse-bébé est prêt à l'usage dès que les chiffres  sont éclairés.

Pour peser :


1. Mettez en marche le pèse-bébé selon les instructions ci-dessus.
2. Faites glisser la mesure de la taille à une taille dépassant la taille de votre bébé.
3. Placez le bébé au milieu du pèse-bébé.
4. Dès que le pèse-bébé a déterminé le poids, l'affichage du poids restera fixe.
5. Appuyez sur le bouton  pour sauvegarder le poids; l'affichage clignote deux fois.

Réinitialisation à 0 :

Lorsque vous allumez pour la première fois le pèse-bébé et que vous le couvrez avec une serviette ou un chiffon, le pèse-bébé indiquera le poids de ce que vous posez. Vous pouvez alors appuyer brièvement sur le bouton de réinitialisation à 0 pour redéfinir la lecture à .

Pour mesurer la hauteur (la taille du bébé) :

1. Mettez en marche le pèse-bébé selon les instructions ci-dessus.
2. Faites glisser la mesure de la taille à une taille dépassant la taille de votre bébé.
3. Déposez le bébé au milieu du pèse-bébé avec sa tête contre le support de tête.
4. Faites glisser le support des pieds contre les pieds du bébé, en vous assurant de garder le bébé couché aussi droit que possible.
5. L'affichage indiquera à présent la taille du bébé en cm.



Pour éteindre :

Si le pèse-bébé ne mesure pas de modification du poids pendant environ 60 secondes, l'appareil s'éteindra de lui-même automatiquement. Vous pouvez également appuyer et rester appuyé sur le bouton  pendant au moins une seconde pour éteindre sans attendre le pèse-bébé.

Fonctionnement avec l'appli :




Téléchargez l'appli BabyGrowing app via App Store (iOS) ou BabyGrowing app via Google Play (Android) et installez-la sur votre Smartphone ou tablette.

L'appli fonctionne uniquement sur iOS et Android. Seul 1 appareil à la fois peut être connecté avec le pèse-bébé. Après démarrage de l'appli, on vous demandera de la mettre en contact avec le pèse-bébé via *Bluetooth®*. Vous devrez autoriser cela.

Baby



Ouverture de l'appli pour la première fois.



	Name
	Gender
	Date of birth
	Theme
	User Number

	Joris
	Gender
	Date of birth
	Theme
	

	Joris
	Baby Boy
	Date of birth
	Theme
	

X	Day	Month	Year	✓
	Baby Girl			
	Baby Boy			

X	Day	Month	Year	✓
	26	09	2014	
	27	10	2015	
	28	11	2016	
	29	12	1997	
	30	01	1998	

Entrez les données du premier bébé.


Nom : Entrez le nom ici.

Sexe : Entrez le sexe ici; "Baby Girl" est une fille, "Baby Boy" est un garçon. Confirmez votre choix en appuyant sur la case à cocher dans la barre grise ou appuyant sur Confirmer.

Date de naissance : Entrez la date de naissance ici. Confirmez votre choix en appuyant sur la case à cocher dans la barre grise.

Thème : Ici vous déterminez la couleur de l'appli lors de la sélection de ce bébé. Choisissez parmi violet, vert et orange.

Numéro d'utilisateur : Numéro de l'utilisateur. Ce numéro correspond à l'indication **CODE** à l'affichage.



Après configuration du premier bébé, à chaque fois que vous démarrez de nouveau l'appli à côté l'image apparaîtra dans l'écran de démarrage.


Pour peser avec l'appli :

Lorsque les données du bébé sont entrées, appuyez sur "**Mesure**", lorsque de multiples bébés sont entrés, appuyez sur "**Utilisateur**" et sélectionner l'enfant souhaité.

L'écran de mesures apparaîtra à présent. Assurez-vous que la fonction **Bluetooth®** de votre Smartphone ou tablette est activée. Mettez en marche le pèse-bébé. Posez votre bébé sur le pèse-bébé selon les instructions dans **-Pour peser-**.

Le poids de votre bébé sera à présent affiché dans la courbe de poids dans l'écran de mesures. Suivez la procédure **-Pour mesure la taille-** pour déterminer la taille.

La hauteur est indiquée par "**Taille**" à l'écran. Utilisez le bandeau de mesure fourni pour mesurer la circonférence de la tête. Faites glisser le triangle pour entrer la valeur dans "**Taille de tête**". Lorsque toutes les données sont connues et entrées, appuyez sur "**Sauvegarder**" pour sauvegarder toutes les données (si le bébé n'est pas couché complètement encore, une notification peut apparaître vous informant que le poids n'est pas stable et ne peut pas être sauvegarder. Dans ce cas, appuyez sur le bouton $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ sur le pèse-bébé pour fixer le poids et puis appuyez sur "**Sauvegarder**" dans l'appli). Appuyez sur le bouton $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ sur le pèse-bébé pour fixer le poids; l'affichage clignote deux fois. La dernière valeur est à présent sauvegardée dans le pèse-bébé. Après que l'affichage s'arrête de clignoter, le pèse-bébé montrera la progression depuis la dernière mesure. La flèche vous permet de rapidement déterminer si le poids a augmenté ou diminué. Lors de la réalisation de multiples mesures quotidiennes, la dernière mesure est sauvegardée dans la mémoire.



Pour partager les mesures :

Appuyez sur le bouton $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ pour partager les mesures sur les média sociaux.

Pour vérifier les mesures dans la courbe de croissance :

Appuyez sur le bouton $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ dans l'écran de mesures ou appuyez sur "**Courbes de croissance**" dans l'écran de démarrage.

Vous pouvez vérifier les courbes suivantes :

Poids/Âge – Poids en Kg / Âge.


Hauteur/Âge – Taille en cm / Âge.

Taille de tête/Âge – Taille de tête en cm / Âge.

Poids/Taille – Poids en Kg / Taille en cm.

Faites glisser l'écran vers le haut pour vérifier les autres courbes.

Appuyez sur l'image de la courbe pour agrandir la courbe.



Appuyez sur "**Toutes les données**" dans le coin supérieur droit pour régler, ajouter ou supprimer des données.

Pour garder un agenda :

L'appli vous permet également de garder un agenda. Assurez-vous de sélectionner l'enfant souhaité.

Appuyez sur le bouton **"Agenda"** pour ouvrir l'agenda de l'enfant souhaité.

Appuyez sur **"Ecrire"** et **"Entrer"** pour taper une information.

Appuyez sur le bouton **"Date"** pour choisir la date souhaitée. Le calendrier apparaît, définissez et confirmez avec l'encoche.

L'information peut être entrée sous **"Note"**.

Vous pouvez appuyer sur **+** pour prendre ou choisir une photo depuis un fichier pour sauvegarder ensemble avec l'information.

Pour lire l'agenda :

Veuillez vous assurer de sélectionner l'enfant souhaité.

Appuyez sur le bouton **"Agenda"** pour ouvrir l'agenda de l'enfant souhaité. Choisissez le mois que vous voulez lire. À présent choisissez la date que vous voulez lire ou éditer. Appuyez sur **"Terminer"** après édition pour sauvegarder un réglage.

Mémoire du pèse-bébé :

Le dernier poids mesuré est sauvegardé dans la mémoire pour chaque enfant. Utilisez le bouton de sélection du bébé **"CODE 1...8"** pour choisir l'enfant souhaité. Lorsque **"CODE"** apparaît, le pèse-bébé est défini en mode général (pas de mémoire). Pesez l'enfant et appuyez sur **"HOLD UNIT"**. La valeur clignote à présent plusieurs fois, le poids actuel alors clignote et finalement le poids précédent est montré ensemble avec la flèche icône de progression. Le poids a ou augmenté, ou est resté le même ou a diminué.

Pour régler la photo de démarrage :

Après démarrage de l'appli, le menu d'ensemble apparaît. Au dessus de ce menu l'image d'un bébé est montrée. Vous pouvez remplacer cette image par une photo de votre bébé, enfant ou autre photo. Appuyez sur le bouton  sur la photo. Sélectionnez si vous voulez prendre une photo ou choisir une photo d'un fichier sur Smartphone ou tablette. La photo standard du bébé est à présent changée.

CONSEILS UTILISATEURS ET AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

App

- La description de l'appli est seulement générale et peut différer quelque peu selon la version iOS ou Android.

Nettoyage :

- Eteignez le pèse-bébé avant de le nettoyer.
- Nettoyez le pèse-bébé avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'abrasif ni d'agent de nettoyage à base de produits chimiques. Cependant, vous pouvez de plus désinfecter le pèse-bébé avec des agents et du savon pour soins aux bébés.
- N'immergez JAMAIS le pèse-bébé dans l'eau.

Surcharge :

- Le pèse-bébé a une capacité de pesage d'un maximum de 25Kg.
- Dès que ces 25 Kg sont dépassés, **[Err]** apparaîtra à l'affichage.
- Pour éviter tout dommage au mécanisme de pesage, ne placez jamais des objets plus lourds que 30Kg sur le pèse-bébé.

Puissance de pile :

- Dès que [Lo] s'éclaire à l'affichage, les piles doivent être remplacées.
- Retirez les piles lorsque vous n'allez pas utiliser le pèse-bébé de longtemps (comme plusieurs mois) pour empêcher des dommages causés par une fuite des piles.

Environnement :

- À la fin de son cycle de vie, ce produit ne devra pas être jeté comme un déchet domestique normal, mais il doit être apporté dans un point de collecte pour recyclage d'équipement électronique et électrique.
- Ne jetez pas les piles usées, apportez-les dans votre dépôt local pour petits déchets chimiques.



Stockage :

Si le pèse-bébé doit être stocké pendant longtemps :

- Retirez les piles pour éviter des dommages causés par la fuite des piles.
- Stockez le pèse-bébé horizontalement, c'est à dire PAS sur le côté.
- NE placez PAS d'objets lourds sur le pèse-bébé.
- Stockez le pèse-bébé dans un endroit sec, à des températures comprises entre 10°C et 60°C.

Service :

- Le pèse-bébé est étalonné en sortie d'usine. Le pèse-bébé ne contient pas de commandes réglables ou de pièce de rechange.
- D'abord remplacez les piles lorsque vous suspectez une panne de l'appareil. Si cela ne résolve pas le problème, veuillez vous référer au site d'Alecto : www.alecto.nl.

Réinitialisation :

Le pèse-bébé peut être réinitialisé aux paramètres par défaut d'usine. Toutes les données dans le pèse-bébé seront supprimées, y compris les données du bébé défini. Assurez-vous que le pèse-bébé est éteint.

- Appuyez et restez appuyé sur le bouton "⏻" et puis appuyez et restez appuyé sur le bouton "0". Le pèse-bébé va à présent s'allumer.
- Relâchez le bouton "⏻" et appuyez immédiatement sur le bouton "HOLD UNIT". Appuyez et restez appuyé sur le bouton "0".
- L'affichage montrera "Clr." Pour indiquer que le pèse-bébé est réinitialisé.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation 4 x 1,5Volt, format AAA, Micro ou LR03

Capacité max 25Kg / division de 5 grammes


Gamme de mesure de taille 46~80 cm / division de 1mm

Mémoire 8 utilisateurs pris en charge




Support Appli Android et iOS.

Le BC-60BT convient uniquement pour un usage personnel

ÜBERSICHT



1. Batteriefach
2. Hauptstütze
3. Fußstütze
4. Babyauswahl taste
5. Taste Halten/Einheit
6. Display
7. Ein-/Ausschalt- und 0-Rückstelltaste
8. Waage
9. Babyspeicheranzeige
10. Babynummer
11. Gemessene Gewichtsanzeige
12. Einheit der Messanzeige in kg
13. Gewichtszunahme seit der letzten Messung
14. Gemessene Größenanzeige
15. "Bereit"-Symbol
16. Maßband zum Messen des Kopfumfangs



EINFÜHRUNG

Mit der Alecto BC-60BT Babywaage können Sie Gewicht und Größe des Babys schnell und einfach messen. Somit können Sie das Wachstum Ihres Babys nachverfolgen, Sie können auch bestimmen, wieviel Ihr Baby gegessen hat, indem Sie das Baby vor und nach der Fütterung wiegen. Sie können diese kostenlose App benutzen, um alle Messungen auf einem Android- oder iOS-Gerät zu speichern. Sie können auch die Messung des Kopfumfangs eingeben. Sie können dann die Wachstumskurve nachverfolgen und sie mit der WHO (Weltgesundheitsorganisation) Wachstumskurve von der Geburt bis zu 2 Jahren vergleichen.

SICHERE ANWENDUNG


- Lassen Sie Ihr Baby während der Messungen nicht unbeaufsichtigt.
- Die Babywaage ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Baby niemals mit der Waage allein, bewahren Sie die Waage auf, wenn sie nicht mehr benutzt wird.
- Die Babywaage ist ein Präzisionsinstrument. Lassen Sie die Waage niemals fallen und verhindern Sie, dass sie nass wird.

INSTALLATION

Stromversorgung:

Die BC-60BT wird mit Batterien betrieben:

1. Legen Sie ein Handtuch (um Schäden zu vermeiden) auf einen Tisch und stellen Sie die Waage umgedreht auf das Handtuch.
2. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 4 Batterien, 1,5 V, Größe AAA, Micro oder LR03 den Markierungen entsprechend in das Batteriefach ein. Achten Sie bitte auf die richtige Polarität (+ und -).
3. Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie die Waage wieder normal um.



Die Waage ist jetzt betriebsbereit.

Installieren Sie immer vollständig aufgeladene Batterien derselben Marke und desselben Typs, vorzugsweise Alkaline-Batterien. Aufladbare Batterien haben eine geringere Spannung und sind daher nicht anwendbar.


Aufstellen:

- Stellen Sie die Waage vorsichtig auf eine feste, stabile, ebene und trockene Oberfläche.
- Für zuverlässige Messung muss die Waage horizontal aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle 4 Füße der Waage die Oberfläche berühren, auf die Sie die Waage gestellt haben (die Waage darf nicht wackeln).
- Stellen Sie die Waage niemals zu nah an den Rand eines Tisches oder Schanks, damit sie nicht herunterfällt.

VERWENDUNG


Die Waage muss vorbereitet sein, um die Größe des Babys messen zu können.

Entfernen Sie die Gummischeibe am Anfang der Wiegeplattform.



Ziehen Sie die Kopfstütze vorne an der Waage heraus und setzen sie in die Öffnung ein, die Sie zuvor durch Entfernen der Gummischeibe geschaffen haben.

Klappen Sie die Fußstütze auf und schieben sie nach rechts, bis das Baby genug Platz hat, um auf die Wiegeplattform zu liegen.



Bedienung:

Um unbeabsichtigtes Aktivieren oder Deaktivieren der Funktionen zu verhindern, müssen Sie fest auf die Tasten drücken. Sie bemerken einen Klick, sobald die Taste richtig gedrückt wurde.

Einschalten:

1. Halten Sie die ZERO -Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt; alle Ziffern im Display der Waage leuchten jetzt auf.
2. Die Waage ist betriebsbereit, sobald die 0.0000 kg Ziffern aufleuchten.

Wiegen:


1. Schalten Sie die Waage laut obiger Anleitung ein.
2. Stellen Sie die Größenmessung auf eine Größe ein, die die Größe Ihres Babys übersteigt.
3. Legen Sie das Baby in die Mitte der Waage.
4. Nachdem die Waage das Gewicht bestimmt hat, ist die Gewichtsanzeige festgelegt.
5. Drücken Sie die HOLD UNIT -Taste, um das Gewicht zu speichern, das Display blinkt zweimal.

0-Rückstellung:

Wenn Sie die Waage zum ersten Mal einschalten und sie mit einem Handtuch oder Tuch abdecken, zeigt die Waage deren Gewicht an. Sie können kurz die 0-Rückstelltaste drücken, um die Ablesung auf 0.0000 zurückzustellen.

Größe messen:

1. Schalten Sie die Waage laut obiger Anleitung ein.
2. Schieben Sie die Größenmessung auf eine Größe, die die Größe Ihres Babys übersteigt.
3. Legen Sie das Baby in die Mitte der Waage, der Kopf liegt auf der Kopfstütze.
4. Schieben Sie die Fußstütze an die Füße des Babys, stellen Sie sicher, dass das Baby möglichst gerade liegt.
5. Das Display zeigt jetzt die Größe des Babys in cm an.



Ausschalten:

Wenn die Waage innerhalb von ca. 60 Sekunden keine Änderung feststellt, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Sie können auch die  -Taste für mindestens eine Sekunde gedrückt halten, um die Waage vorher auszuschalten.

Betrieb mit der App:


Laden Sie die BabyGrowing app im App Store (iOS) oder BabyGrowing app in Google Play (Android) herunter und installieren sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die App funktioniert nur auf iOS und Android. Sie können nur 1 Gerät gleichzeitig mit der Waage verbinden. Beim Starten der App werden Sie aufgefordert, sie über **Bluetooth®** mit der Waage zu verbinden. Sie müssen dies autorisieren.


Baby



Die App zum ersten Mal öffnen.



	Name
	Gender
	Date of birth
	Theme
	User Number



	Joris
	Gender
	Date of birth
	Theme

X




 Baby Girl



 Baby Boy

✓



	Joris
	Baby Boy
	Date of birth
	Theme

X

Day	Month	Year
26	09	2014
27	10	2015
28	11	2016
29	12	1997
30	01	1998

✓

Geben Sie die Daten des ersten Babys ein


Name: Hier den Namen eingeben.

Geschlecht: Hier das Geschlecht eingeben; "Baby Girl" ist ein Mädchen, "Baby Boy" ist ein Junge. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf die Markierung in der grauen Leiste oder Sie drücken auf Bestätigen.

Geburtsdatum: Hier das Geburtsdatum eingeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf die Markierung in der grauen Leiste.

Thema: Hier bestimmen Sie die Farbe der App, wenn Sie dieses Baby auswählen. Wählen Sie aus lila, grün und orange.

Anwendernummer: Nummer des Anwenders. Diese Nummer stimmt mit der **CODE**-Anzeige am Display überein.



Nach der Einrichtung des ersten Babys erscheint jedem erneuten Starten der App das Bild am Startbildschirm.


Mit der App wiegen:

Nach Eingabe der Babydaten drücken Sie auf **“Messungen”**, wenn mehrere Babys eingegeben wurden, drücken Sie auf **“Anwender”** und wählen das gewünschte Kind aus.

Jetzt wird der Bildschirm Messungen angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die **Bluetooth®**-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist. Schalten Sie die Waage ein. Legen Sie Ihr Baby laut Anleitung in **-Wiegen-**auf die Waage.

Das Gewicht Ihres Babys wird jetzt in der Gewichtskurve am Bildschirm Messungen angezeigt. Mit dem Verfahren **-Größe messen-** bestimmen Sie die Größe.

Die Größe wird am Bildschirm durch **“Größe”** angezeigt. Mit dem mitgelieferten Maßband messen Sie den Kopfumfang. Verschieben Sie das Dreieck, um den Wert in **“Kopfumfang”** einzugeben. Wenn alle Daten bekannt und eingegeben sind, drücken Sie auf **“Speichern”**, um alle Daten zu speichern (wenn das Baby nicht ganz ruhig liegt, erscheint eine Meldung, die Sie darüber informiert, dass das Gewicht nicht stabil ist und nicht gespeichert werden kann. In diesem Fall drücken Sie die **“HOLD UNIT”**-Taste an der Waage, um das Gewicht festzulegen und dann drücken Sie in der App auf **“Speichern”**). Drücken Sie die **“HOLD UNIT”**-Taste, um das Gewicht festzulegen, das Display blinkt zweimal. Der letzte Wert wird jetzt in der Waage gespeichert. Wenn das Display aufhört zu blinken, zeigt die Waage den Fortschritt seit der letzten Messung an. Mithilfe des Pfeils können Sie schnell bestimmen, ob das Gewicht zu- oder abgenommen hat. Wenn Sie mehrere tägliche Messungen vornehmen, wird die letzte Messung im Speicher abgespeichert.



Messungen teilen:

Drücken Sie die -Taste, um die Messungen in den Social Media zu teilen.

Messungen in der Wachstumskurve überprüfen:

Drücken Sie die -Taste am Bildschirm Messungen oder drücken Sie auf **“Wachstumskurven”** am Startbildschirm.

Sie können folgende Kurven kontrollieren:


Gewicht/Alter - Gewicht in kg / Alter.

Größe/Alter - Größe in cm / Alter.

Kopfumfang/Alter – Kopfumfang in cm / Alter.

Gewicht/Größe - Gewicht in kg / Größe in cm.

Schieben Sie den Bildschirm nach oben, um andere Kurven zu kontrollieren. Drücken Sie auf die Abbildung der Kurve, um sie zu vergrößern.



Drücken Sie oben rechts auf **“Alle Daten”**, um Daten hinzuzufügen oder zu entfernen.

Tagebuch führen:

Mithilfe der App können Sie auch ein Tagebuch führen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das gewünschte Kind auswählen.

Drücken Sie die Taste **“Tagebuch”**, um das Tagebuch des gewünschten Kindes zu öffnen.

Drücken Sie auf **“Schreiben”** und **“Eingabe”**, um eine Geschichte einzutippen.

Drücken Sie auf die Taste **“Datum”**, um das gewünschte Datum auszuwählen. Der Kalender wird angezeigt, mit der Markierung einstellen und bestätigen.

Die Geschichte kann jetzt unter **“Notiz”** eingegeben werden.

Sie können auf **+** drücken oder ein Foto aus der Datei auswählen, um es zusammen mit der Geschichte zu speichern.

Tagebuch lesen:

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das gewünschte Kind auswählen.

Drücken Sie die Taste **“Tagebuch”**, um das Tagebuch des gewünschten Kindes zu öffnen. Wählen Sie den

Monat aus, den Sie lesen möchten. Jetzt wählen Sie das Datum aus, das Sie lesen oder editieren möchten.

Drücken Sie nach dem Editieren auf **“Fertig”**, um eine Einstellung zu speichern.

Speicher der Waage:

Das zuletzt gemessene Gewicht wird im Speicher für das jeweilige Kind gespeichert. Wählen Sie die Baby-Auswahltaste **“CODE 1...8”**, um das gewünschte Kind auszuwählen. Wenn **“CODE”** erscheint, wird die Waage auf Normalmodus eingestellt (kein Speicher). Das Kind wiegen und auf **“HOLD”** UNIT drücken. Der Wert blinkt jetzt mehrmals, dann blinkt das aktuelle Gewicht und zum Schluss wird das vorherige Gewicht zusammen mit dem Fortschrittspeilsymbol angezeigt. Das Gewicht hat entweder zugenommen, ist gleich geblieben oder hat abgenommen.

Startfoto anpassen:

Nach dem Starten der App erscheint das Übersichtsmenü. Oberhalb dem Menü wird das Bild eines Babys angezeigt. Sie können dieses Bild durch ein Foto Ihres Babys, Kindes oder durch ein anderes Foto ersetzen.

Drücken Sie die  -Taste im Foto. Wählen Sie aus, ob Sie ein Foto aufnehmen oder ein Foto aus der Datei auf dem Smartphone oder Tablet auswählen möchten. Das Standard Babyfoto wurde jetzt geändert.

ALLGEMEINE ANWENDERTIPPS UND WARNUNGEN

App

- Die Beschreibung der App ist nur allgemein und kann in der iOS oder Android Version abweichen.

Reinigung:

- Schalten Sie die Waage vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Reinigungsprodukte. Sie können jedoch die Waage zusätzlich mit babyfreundlichen Desinfektionsmitteln oder Seife desinfizieren.
- Tauchen Sie die Waage NIEMALS unter Wasser.

Überlastung:

- Die Waage hat eine maximale Gewichtskapazität von 25 kg.
- Sobald diese 25 kg überschritten sind, erscheint **[Err]** am Display.

- Um Schäden am Mechanismus der Waage zu vermeiden, stellen Sie niemals Gegenstände mit mehr als 30 kg auf die Waage.

Batteriebetrieb:

- Wenn [Lo] am Display aufleuchtet, sollten die Batterien gewechselt werden.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Waage über längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. mehrere Monate), um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

Umwelt:

- Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern an einer Sammelstelle für Altgeräte abgegeben werden.
- Werfen Sie leere Akkus nicht weg, bringen Sie sie zu Ihrer örtlichen Sammelstelle für chemische Kleinabfälle.



Aufbewahrung:

Wenn die Waage über längere Zeit aufbewahrt werden muss:

- Entnehmen Sie die Batterien, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Waage horizontal auf, d. h. NICHT seitwärts.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf die Waage.
- Bewahren Sie die Waage an einem trockenen Ort auf, bei Temperaturen zwischen 10°C und 60°C.

Service:

- Die Waage ist werksseitig kalibriert. Die Waage enthält keine Einstellelemente oder Ersatzteile.
- Entnehmen Sie zunächst die Batterien, wenn Sie einen Fehler am Gerät vermuten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, besuchen Sie bitte die Alecto Website: www.alecto.nl

Reset:

Die Waage muss auf anfängliche Werkseinstellungen zurückgestellt werden. Alle Daten in der Waage werden entfernt, einschließlich Daten des eingestellten Babys. Stellen Sie sicher, dass die Waage ausgeschaltet ist.

- Halten Sie die "Ⓔ" -Taste und dann "⓪" gedrückt. Die Waage schaltet sich jetzt ein.
- Lösen Sie die "Ⓔ" -Taste und drücken Sie sofort die "HOLD UNIT" -Taste. Halten Sie die "⓪" -Taste gedrückt.
- Das Display zeigt „Clr.“ an, um anzuzeigen, dass die Waage zurückgestellt ist.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 4 x 1,5 Volt, Format AAA, Micro oder LR03

Max. Kapazität: 25kg / Unterteilung 5 g


Größenmessbereich: 46~80 cm / Unterteilung 1 mm

Speicher: unterstützt 8 Anwender




Unterstützt Android und iOS App.

Das BC-60BT ist nur für persönliche Zwecke geeignet.

OVERVIEW



1. Battery compartment
2. Main support
3. Feet support
4. Baby selection button
5. Hold/unit button
6. Display
7. Power and 0 reset button
8. Scales
9. Baby memory indicator
10. Baby number
11. Measured weight display
12. Unit of measurement display in Kg
13. Weight progress since previous measurement
14. Measured height display
15. "Ready" icon
16. Measuring tape for measuring the head's circumference



INTRODUCTION

The Alecto BC-60BT baby scales allow you to quickly and easily determine the weight and height of your baby. In this way you can't just keep track of how fast your baby is growing, you can also determine how much food your baby has consumed by weighing your baby before and after feeding time. You may use the free app to save all measurements on an Android or iOS device. You may also input the head's circumference measurement. You may then keep track of the growth curve and compare this with the WHO (World Health Organization) growth curve from the birth up to 2 years old.

SAFE USE


- Never leave your baby unattended during measurements.
- The baby scales are not a toy. Never leave your baby alone with the scales; store the scales when they're no longer needed.
- The baby scales are a precision instrument. Never drop the scales and prevent them from becoming wet.

INSTALLATION

Power supply:

The BC-60BT is powered by batteries:

1. Put a towel (to prevent any damage) on a table and then put the scales on the towel upside down.
2. Open the battery compartment and insert 4 batteries, 1.5V, size AAA, Micro or LR03, according to the markings inside the battery compartment. Please keep in mind the correct polarity (+ and -).
3. Close the battery compartment and turn the scales to put them down in the normal way.



The scales are now ready for use.

Always install fully charged batteries of the same brand and type, preferably alkaline batteries. Rechargeable batteries provide a lower voltage and are therefore not applicable.


Positioning:

- Carefully place the scales on a sturdy, stable, flat and dry surface.
- For a reliable measurement, the scales must be put down horizontally.
- Ensure that all 4 feet of the scales make contact with the surface onto which you've placed the scales (the scales may not wobble).
- To prevent falling off, never place the scales too close to the edge of the table or cabinet.

USE


The scales must be prepared to be able to measure your baby's height.

Remove the rubber spacer at the beginning of the weighing platform.



Extract the head support from the front of the scales and insert it into the opening you made earlier by removing the rubber spacer.

Flip up the feet support and slide it to the right until there's enough space for the baby to lay on the weighing platform.



Operation:

To prevent undesired enabling or disabling of any functions, you must firmly press down on the buttons. You'll feel a click as soon as the button is pressed down properly.

To switch on:

1. Press and hold the $\frac{\phi}{\text{ZERO}}$ button for at least a second; all digits of the scales' display will now illuminate.
2. The scales are ready for use as soon as the 0.000 kg digits illuminate.

To weigh:


1. Switch on the scales according to the above instructions.
2. Slide the height measure to a height exceeding the height of your baby.
3. Put down the baby in the middle of the scales.
4. As soon as the scales have determined the weight, the weight display will remain fixed.
5. Press the $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ button to save the weight; the display flashes twice.

0 reset:

When you first switch on the scales and then cover them with a towel or cloth, the scales will indicate the weight of what you've put down. You can then briefly press the 0 reset button to set the read-out back to 0.000.

To measure height:

1. Switch on the scales according to the instructions above.
2. Slide the height measure to a height exceeding the height of your baby.
3. Put the baby down in the middle of the scales with its head against the head support.
4. Slide the feet support against the baby's feet, making sure to keep the baby lying down as straight as possible.
5. The display will now indicate the baby's height in cm.



To switch off:

If the scales don't determine any change in weight for approx. 60 seconds, the device will switch itself off automatically. You may also press and hold the  button for at least a second to switch off the scales beforehand.

Operation with the app:

Download the BabyGrowing app via App Store (iOS) or the BabyGrowing app via Google Play (Android) and install it on your smartphone or tablet.

The app only works on iOS and Android. Only 1 device may be connected with the scales at any one time. Upon starting the app, you'll be asked to put it into contact with the scales via *Bluetooth®*. You'll need to authorize this.

Baby



Opening the app for the first time.

	Name
	Gender
	Date of birth
	Theme
	User Number

	Joris
	Gender
	Date of birth
	Theme
	

 Baby Girl

 Baby Boy

	Joris
	Baby Boy
	Date of birth
	Theme
	

X	Day	Month	Year	✓
	26	09	2014	
	27	10	2015	
	28	11	2016	
	29	12	1997	
	30	01	1998	

Input the data of the first baby.


Name: Enter the name here.

Gender: Enter the gender here; "Baby Girl" is a girl, "Baby Boy" is a boy. Confirm your choice by pressing the check mark in the gray bar or by pressing Confirm.

Date of birth: Enter the date of birth here. Confirm your choice by pressing the check mark in the gray bar.

Theme: Here you determine the colour of the app when selecting this baby. Choose from purple, green and orange.

User Number: Number of the user. This number corresponds with the **CODE** indication in the display.




After setting up the first baby, each time you start the app again the alongside image will appear in the start-up screen.

To weigh with the app:

When the data of the baby are entered, press **“Measurements”**, when multiple babies are entered, press **“User”** and select the desired child.

The measurements screen will now appear. Make sure that the **Bluetooth®** function of your smartphone or tablet is activated. Switch on the scales. Put your baby onto the scales according to the instructions in **-To weigh-**. The weight of your baby will now be shown in the weight curve in the measurements screen. Follow the procedure **-To measure height-** to determine the height.

The height is indicated by **“Height”** in the screen. Use the supplied measuring tape to measure the head’s circumference. Slide the triangle to enter the value at **“Head size”**. When all data is known and entered, press **“Save”** to save all data (if the baby is not lying completely still, a notification may appear informing you that the weight isn’t stable and cannot be saved. In this case, press the **“HOLD UNIT”** button on the scales to fix the weight and then press **“Save”** in the app). Press the **“HOLD UNIT”** button on the scales to fix the weight; the display flashes twice. The last value is now saved in the scales. After the display stops flashing, the scales will show the progress since the last measurement. The arrow allows you to quickly determine whether the weight has increased or decreased. When performing multiple daily measurements, the last measurement is saved in the memory.



To share measurements:

Press the button to share measurements via social media.

To check measurements in the growth curve:

Press the button in the measurements screen or press **“Growth Curves”** in the start-up screen.

You may check the following curves:

Weight/Age - Weight in Kg / Age.

Height/Age - Height in cm / Age.


Head size/Age – Head size in cm / Age.

Weight/Height - Weight in Kg / Height in cm.

Slide the screen upwards to check other curves.

Press the picture of the curve to enlarge the curve.

Press **“All data”** in the upper right corner to adjust, add or remove data.



To keep a diary:

The app also allows you to keep a diary. Please make sure to select the desired child.

Press the **“Diary”** button to open the diary of the desired child.

Press **“Write”** and **“Entry”** to type a story.

Press the **“Date”** button to choose the desired date. The calendar appears, set and confirm with the check mark.

The story may be entered under **“Note”**.

You may press **+** to make or choose a photo from the file to save together with the story.

To read the diary:

Please make sure to select the desired child.

Press the **“Diary”** button to open the diary of the desired child. Choose the month you'd like to read. Now choose the date you'd like to read or edit. Press **“Done”** after editing to save an adjustment.

Scales memory:

The weight measured last is saved in the memory for each child. Use the baby selection button **“CODE 1...8”** to choose the desired child. When **“CODE”** appears, the scales are set to general mode (no memory). Weight the child and press **“HOLD ONIT”**. The value will now flash several times, the current weight then flashes and finally the previous weight is shown together with the progress icon arrow. The weight has either increased, remained the same or has decreased.

To adjust the start-up photo:

Upon starting the app, the overview menu appears. Above this menu the picture of a baby is shown. You may change this picture in a photo of your baby, child or another photo. Press the  button in the photo. Select whether you want to make a photo or to choose a photo from the file of the smartphone or tablet. The standard baby photo is now changed.

GENERAL USER TIPS AND WARNINGS

App

- The description of the app is merely general and may differ somewhat in the iOS or Android version.

Cleaning:

- Switch off the scales before cleaning them.
- Clean the scales with a moist cloth. Don't use abrasive or chemical cleaning agents. However, you may additionally disinfect the scales with baby-friendly disinfecting agents or soap.
- NEVER immerse the scales into water.

Overload:

- The scales have a maximum weight capacity of 25Kg.
- As soon as these 25 Kg are exceeded, **[Err]** will appear in the display.
- To prevent any damage to the weighing mechanism, never place any objects heavier than 30Kg onto the scales.

Battery power:

- As soon as [Lo] illuminates in the display, the batteries should be replaced.
- Remove the batteries when not using the scales for a long period of time (e.g. several months) to prevent damage caused by battery leakage.

Environment:

- At the end of its lifespan, this product should not be discarded as normal domestic waste, but is must be taken to a collection point for the recycling of electric and electronic equipment.
- Don't throw away exhausted batteries, take them to your local depot for small chemical waste.



Storage:

If the scales must be stored for a long period of time:

- Remove the batteries to prevent damage caused by battery leakage.
- Store the scales horizontally, i.e. NOT on its side.
- DO NOT place heavy objects onto the scales.
- Store the scales in a dry space, within temperatures between 10°C and 60°C.

Service:

- The scales are calibrated upon leaving the factory. The scales don't contain any adjustment controls or spare parts.
- First replace the batteries when you suspect a fault in the device. If this doesn't resolve the problem, please refer to the Alecto site: www.alecto.nl.

Reset:

The scales may be reset to the initial factory settings. All data in the scales will be removed, including the data of the set baby. Make sure the scales are turned off.

- Press and hold the “” button and then press and hold “”. The scales will now turn on.
- Release the “” button and immediately press the “”. Press and hold the “” button.
- The display will show “Clr.” to indicate that the scales are reset.

SPECIFICATIONS

Power:.....4 x 1.5Volt, format AAA, Micro of LR03

Maxim capacity:.....25Kg / division 5 gram

Height measurement range:.....46~80 cm / division 1mm


Memory:.....8 users supported

Support Android and iOS app.

The BC-60BT is only suitable for personal purposes

Alecto®

Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

v3.0